

## PRODUCTOS ESTRELLA POR SECTORES

# 4.

### INDUSTRIA COSMÉTICA

(Ver también lo indicado en Industria farmacéutica)



\* COSMETIKIT de medios preparados de larga caducidad KMT444, 20 test completos, para quienes quieren realizar los mejores análisis microbiológicos.

\* LPT Neutralizing Broth, nuestro caldo de inactivación de conservantes, el mejor en las validaciones, DMT217, 500g, IDEM 9ml tubos, TPL053S, 20 ó 200 u.

\* IDEM 90 ml Frascos para tratamiento y enriquecimiento de 10 g de muestra, RPL054, 10 ó 90 u



\* TSA-LPT Neutralizing Agar, para la mejor recuperación de todo tipo de aerobios, DMT066, 500g, Tubos 20 ml TPL200, 20 ó 200 u, Frascos 100ml RPL074, 10 ó 90 u

\* Mannitol Salt Agar, para detección de *Staphylococcus aureus* evitando los falsos negativos del Baird Parker, DMT078, 500g, Tubos 20 ml TPL066, 20 ó 200u, Frascos 100ml RPL023, 10 ó 90 u



\* Cetrimide Agar, para detección de *Pseudomonas aeruginosa*, DMT034, 500g, Tubos 20 ml TPL100, 20 ó 200u, Frascos 100ml RPL010, 10 ó 90 u

\* *Burkholderia cepacia* BCPT Agar (BASE) DMT004, 500g y suplementos SMT301, suficiente para 7 litros.



\* MugPlus, para detección de *E.coli* (colonias azules) y demás coliformes (colonias rosas), DMT400-, 100g, Tubos 20 ml TPL400, 20 ó 200u, Frascos 100ml RPL400, 10 ó 90 u.

\* Biggy Agar, para detección de *Candida albicans*, DMT017, 500g, tubos inclinados TPL062, 20 ó 200u, Frascos 100ml RPL009, 10 ó 90 u



También disponibles todos los medios de las ISOs cosméticas: Eugon LT Agar, Eugon LT Broth, Neutralizing Diluent, SCDLP 20.

\* COSMETIKIT-WATER para análisis completo de la materia prima mas problemática en cosmética KMT450 para 10 análisis.



\* SEILAPARFUM, Servicio intercomparativo de microbiología cosmética, SMT005, todos los parámetros cada 4 meses (Por favor, consulte posibilidad en cada país).

\* Protocolo MICROKIT para ejecución correcta de análisis de cosméticos PRT-SEILA-003