

La respuesta es **MICROKIT.**

MICROKIT
IBERICA, S.L.

IMPORTACION - EXPORTACION - DISTRIBUCION
MICROBIOLOGIA - FABRICACION



(91):

**LABORATORIOS
MICROKIT, S.L.**
Apartado de Correos, 44
28210-Valdemorillo (Madrid)
☎ (91) 897 46 16 Fax: (91) 897 46 41



MICROKIT
IBERICA, S.L.

C/ E... 33

MICROKIT
IBERICA, S/L
APARTADO DE CORREOS, 25
28691 VILLANUEVA DE LA CAÑADA
(MADRID) ESPAÑA
TELEF. (91) 897 46 16 - FAX (91) 897 46 41

IMPORTACION

Medios de cultivo deshidratados. Kits de identificación.

- ¿Su almacén se le queda pequeño?
- ¿Le cuesta diversificar sus llamadas telefónicas?
- ¿Busca calidad?

MICROKIT importa para Ud. la más completa gama de medios de cultivo deshidratados para microbiología, y todos los kits necesarios para confirmación bioquímica y serológica en control de calidad microbiológico.

Cuando Ud. adquiere un medio de cultivo MICROKIT sabe que ha elegido la mayor calidad a un precio razonable.

Nadie puede ofrecerle una versatilidad como la de los medios de cultivo deshidratados MICROKIT. Los casi 200 tipos de medio son una garantía para que Ud. no tenga que hacer varias llamadas telefónicas a diversos proveedores: En MICROKIT tenemos todos los medios de cultivo deshidratados y kits de diagnóstico que Ud. necesita. Y los que no estén en catálogo, se los conseguimos.

El formato de los botes con medios deshidratados MICROKIT permite almacenar el doble de producto en la mitad de espacio.

La presentación en forma de 5 kg, 500 g, 100 g y c.s.p. 1 litro le permite elegir el volumen más adecuado de envase según sus necesidades.

EXPORTACION

En sólo dos años de existencia, MICROKIT se ha colocado en cabeza de los exportadores españoles de medios de cultivo microbiológicos. Diversos kits fabricados por MICROKIT triunfan ya en el Mercado Internacional.

DISTRIBUCION

Kits confirmativos y otros productos.

¿Desea mejorar sus controles microbiológicos?

MICROKIT es el distribuidor exclusivo en España para el sector industrial y agroalimentario de casas de máximo prestigio internacional en diagnóstico microbiológico (WELLCOME para kits confirmativos serológicos, ROCHE para kits confirmativos bioquímicos, etc.).

Además, MICROKIT distribuye otros muchos productos de interés en el laboratorio de control de calidad y microbiológico. Productos que facilitarán y mejorarán su trabajo. Solicite el catálogo MICROKIT.

FABRICACION

Medios de cultivo preparados. Kits de identificación.

¿Sufre exceso de trabajo?

MICROKIT fabrica para Ud. la gama más completa de medios de cultivo preparados para microbiología.

Sea grande o pequeña su empresa, tenga o no montada la técnica microbiológica con medios deshidratados, piense en el medio preparado como en un amigo que le resuelve problemas: Con los medios preparados MICROKIT ahorrará tiempo, que podrá invertir en tareas más interesantes para Ud. y más rentables para su empresa. Además, ganará comodidad, al ahorrarse la tarea de pesar, calentar, disolver, autoclavar y dispensar los medios de cultivo deshidratados.

La siembra en profundidad no es obstáculo para los medios preparados MICROKIT: Funda al Baño María o en un microondas un tubo de 20 ml. del agar adecuado y añádalo atemperado sobre el inóculo previamente vertido en una placa de Petri estéril.

Programa sus pedidos de acuerdo con su consumo estimado. Así, el servicio será impecable.

Nadie puede ofrecer una gama tan completa como la de MICROKIT en medios de cultivo preparados para microbiología. Los que no están en catálogo los fabricamos especialmente para Ud., como venimos haciendo habitualmente.

La experiencia de nuestros operarios de fabricación, de más de 15 años y los medios deshidratados utilizados, MICROKIT, nos permiten garantizar una calidad incuestionable.

Distribuido en su zona por:

¿Control de calidad microbiológico?