

Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A	COSMETIKIT®	DRY PLATES®	MUGPLUS
CRIOTECA®	CHROMOSALM	DESINFECTEST®	CCCNT
PLAQUIS®	KITPRO-PLUS	CROMOKIT®	MBS
M-IDENT®	SEILAGUA®	SALMOQUICK	AIRESANO
NEOGRAM	ENVIROCOUNT		

EPIS: Equipos de Protección Individual Microbiología

Batas desechables: VKR045

Son batas desechables de talla única para visitas o para días en que nos olvidamos la bata o se está lavando-secando; evitan dispersar en el laboratorio los microorganismos y la suciedad que la ropa ha atraído cuando estábamos afuera. Caja de 100 u



Gorros: VKR037

Se trata de gorros desechables y ajustables, de papel, para evitar que el cabello caiga y contamine el laboratorio. Caja de 500 u

Cubrezapatos: VKR034

Son desechables, ajustables y antideslizantes, para evitar entrar al laboratorio la suciedad de las suelas del exterior. Caja de 500 u



Alfombrillas adhesivas desechables: VAN037

Permiten entrar y salir del laboratorio de forma continua sin tener que estar poniéndose y quitándose los cubrezapatos. Al pisar, la suciedad se queda adherida a ellas. Al final de la jornada, o cuando se ve que ya no quedan zonas limpias sin pisar, se estira de la alfombrilla usada y se tira, dejando para el día siguiente todas las demás que quedan debajo. 1,1x 0,45 m, pack de 30 colocadas una encima de otra



Gafas de protección policarbonato: VKR099

Evitan que las salpicaduras de medios, reactivos y cepas alcancen los ojos. Compatibles con las gafas graduadas, que pueden llevarse bajo las de protección. Cajas de 5 u



Ver también los monográficos sobre DESINFECCIÓN:

Sprays de alcohol, toallitas desinfectantes, crema de manos antimicrobiana, jabón antimicrobiano, gel alcohólico antimicrobiano que no necesita enjuague con agua (el anterior al COVID-19 y que no deja las manos pegajosas)...

El usuario es el único responsable de la destrucción de los microorganismos generados en el interior del kit durante su uso, de acuerdo con la legislación medioambiental vigente. Sumerja en lejía o alcohol, o mejor autoclávalos, antes de desecharlos a la basura. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.