



Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

Apartado de Correos / P.O. Box 44
28210-Valdemorillo (Madrid, Spain)
☎ (34) 91 897 46 16 Fax: (34) 91 897 46 41
E-mail: microkit@microkit.es
Web: www.microkit.es
<http://www.laboratoriosmicrokit.blogspot.com>

COLICULT-MCC
CRIOTECA®
PLAQUIS®
M-IDENT®

COSMETIKIT®
CHROMOSALM
KITPRO-5S
SEILAGUA®

COMPACT-DRY-PLATES®
DESINFECTEST®
NUTRILINIA
MUGPLUS CROMOKIT®

FRASCOS CON TIOSULFATO

REF	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PRECIO
DCPJC1N	Frascos con tiosulfato de 1.000 ml	E-84 U	238,56 € E



Estos frascos están concebidos para el tratamiento microbiológico de las aguas; se utilizan en el ámbito de los laboratorios para facilitar su manipulación y la fiabilidad.

Características:

- Contienen 20 mg/litro de tiosulfato sódico (aunque en la foto pone 10 porque es un frasco de 500 ml)
- La fecha de caducidad es de 2 años a partir de la fecha de esterilización
- Esterilización; cada caja es radio esterilizada a una dosis mínima garantizada de 10 KGray y lleva una marca cualitativa del tratamiento.
- Con tapa de rosca inviolable con junta cónica



Tapa roscada inviolable con junta cónica