

Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A	COSMETIKIT®	DRY PLATES®	MUGPLUS
CRIOTECA®	CHROMOSALM	DESINFECTEST®	CCCNT
PLAQUIS®	KITPRO-PLUS	CROMOKIT®	MBS
M-IDENT®	SEILAGUA®	SALMOQUICK	AIREANO
NEOGRAM	ENVIROCOUNT		

PEPTONA PROTEOSA DE CARNE

Peptona péptica de carne (USP)

COMPOSICIÓN

Obtenido de la digestión enzimática de la carne, contiene todos los aminoácidos de la misma.

PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO.
MANTENGA EL BOTE BIEN CERRADO EN LUGAR SECO, FRESCO Y OSCURO.
CÓDIGO: **BCB011**

100%
vacuno de
Nueva
Zelanda,
sin
sospecha
de portar
el agente
infeccioso
BSE.



CONTROL DE CALIDAD

Realizado en nuestro laboratorio; es prudente repetirlo en su laboratorio siempre que varíen las condiciones (más de 3 meses sin usar, tras desinfectar laboratorio, tras conservar a alta Tª, cuando adquiere aspectos extraños aunque no haya llegado la fecha de caducidad teórica de la etiqueta,...)

DESHIDRATADO: Polvo fino, Crema

PREPARADO: Estéril, ámbar

pH (Sol. 2%): 6,92
SOLUBILIDAD: Total
Recuento Total: < 5000 ufc/g

PRESENTACIÓN: EN POLVO DESHIDRATADO

MODO DE EMPLEO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Realza la producción de metabolitos por parte de Corynebacterias, estafilococos, Salmonella y clostridios. Altamente nutritiva, permite el crecimiento de microorganismos difíciles como Neisseria, Haemophilus, Pasteurella...

El usuario final es el único responsable de eliminar los microorganismos de acuerdo con la legislación medioambiental vigente. Autoclavar antes de desechar a la basura.

Fabricado en la UE para MICROKIT desde 1989, bajo ISO 9001, ISO 11133 y GMPs, revisado en Marzo-2020