

# Excelente combinación para el Control Microbiológico de Aguas de Aclarado

## Q - WATER



### Test rápido mediante filtración y Bioluminiscencia - ATP



Aspirar 50 ml de muestra....



filtrar



Q Water Kit



barrer la superficie del filtro con el escobillón



....v medir



ISO 9001

Apartado de Correos / P.O. Box 44  
28210-Valdemorillo (Madrid, Spain)  
☎ (34) 91 897 46 16 Fax: (34) 91 897 46 41  
E-mail: [microkit@microkit.es](mailto:microkit@microkit.es)  
Web: [www.microkit.es](http://www.microkit.es)

COLICULT-MCC  
CRIOTECA®  
PLAQUIS®  
M-IDENT®

COSMETIKIT®  
CHROMOSALM  
KITPRO-5S  
SEILAGUA®

COMPACT-DRY-PLATES®  
DESINFECTEST®  
NUTRILINIA  
MUGPLUS CROMOKIT®